



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

140mm

66mm

37mm

16mm

139mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B207	TR	防蓝光	17.1G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

138mm

54mm

33mm

15mm

139mm

(以上为手工测量, 误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B716	金属	防蓝光	18.1G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

137mm

54mm

33mm

15mm

138mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B717	金属	防蓝光	16.4G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

135mm

52mm

32mm

15mm

139mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B715	金属	防蓝光	14.4G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

139mm

64mm

37mm

16mm

139mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B222	TR	防蓝光	14.4G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

137mm

62mm

40mm

17mm

138mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B220	TR	防蓝光	18.6G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

140mm

65mm

37mm

16mm

139mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B214	TR	防蓝光	18.4G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

140mm

65mm

36mm

16mm

139mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B208	TR	防蓝光	15.6G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

135mm

62mm

34mm

17mm

139mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B216	TR	防蓝光	13.3G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

136mm

63mm

33mm

17mm

139mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B224	TR	防蓝光	14.8G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

140mm

64mm

36mm

16mm

139mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
B207	TR	防蓝光	17.1G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

137mm

63mm

41mm

18mm

141mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
209	TR	防蓝光	16.1G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

130mm

58mm

32mm

15mm

140mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
704	金属	防蓝光	18.2G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

138mm

61mm

37mm

15mm

140mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
707	金属	防蓝光	19.4G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

133mm

60mm

33mm

17mm

140mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
211	TR	防蓝光	14G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

135mm

62mm

40mm

19mm

145mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
210	TR	防蓝光	16.1G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

136mm

59mm

31mm

16mm

138mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
714	金属	防蓝光	15.9G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

137mm

61mm

35mm

15mm

142mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
701	金属	防蓝光	21G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

135mm

64mm

33mm

17mm

143mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
202	TR	防蓝光	13.5G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

133mm

62mm

36mm

18mm

143mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
217	TR	防蓝光	13.4G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

136mm

61mm

34mm

16mm

141mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
702	金属	防蓝光	18.9G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

136mm

60mm

35mm

17mm

140mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
703	金属	防蓝光	23.3G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

138mm

60mm

33mm

19mm

143mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
201	TR	防蓝光	14.8G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

131mm

58mm

33mm

15mm

140mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
705	金属	防蓝光	19.5G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

138mm

61mm

37mm

15mm

137mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
706	金属	防蓝光	20.7G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

136mm

61mm

27mm

19mm

143mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
206	TR	防蓝光	13.8G	老花镜



镜总宽

镜框宽

镜框高

鼻间距

镜腿长

136mm

61mm

27mm

19mm

143mm

(以上为手工测量，误差在1-3MM内)

型号	镜框材质	镜片材质	眼镜重量	功能
205	TR	防蓝光	12.3G	老花镜